

ANTI LA /SSB

Material de Coleta

1,0 mL de soro.

Preparo do paciente

Jejum de 4h.

Descrição do Exame

SSB-LA Anti-LA SSB Anti SSB

Método

Fluoroenzimaimunoensaio.

Consevação

Refrigerado entre 2 e 8°C: 7 dias.

Interferentes

Hemólise e/ou lipemia acentuada.

Valor de Referência

Não reagente

Interpretação

Este exame é útil no diagnóstico de doenças reumáticas auto-imunes. Os anticorpos anti-La/SS-B são detectados em 40% dos portadores de síndrome de Sjögren e em 15% das pessoas que têm LES. A pesquisa de anti-Ro/SS-A e anti-La/SS-B é também utilizada no diagnóstico do lúpus neonatal e como recurso auxiliar na investigação de recém-nascido com bloqueio atrioventricular total.

Setor

Imunologia