

ANTI TRANSGLUTAMINASE IgA

Material de Coleta

1 ml de soro.

Preparo do paciente

Jejum de 8 horas. Intervalo entre mamadas para latentes.

Descrição do Exame

Anti transglutaminase tecidual IgA Anti Gluten Transglutaminase Tecidual Transglutaminase, Anticorpos IgA

Método

Fluorimétrico.

Consevação

Refrigerado entre 2 a 8°C: 7 dias. Congelado a -20°C: 30 dias.

Interferentes

Hemólise e/ou lipemia acentuada.

Valor de Referência

Negativo.

Interpretação

A transglutaminase é considerada o principal alvo antigênico dos anticorpos antiendomísio. O teste tem utilidade na triagem diagnóstica de pessoas com suspeita de doença celíaca e no monitoramento da aderência do indivíduo à dieta sem glúten.

Setor

Imunologia.