

## RUBÉOLA , ANTICORPOS IgG

### Material de Coleta

1,0 mL de soro

### Preparo do paciente

Jejum de 8h.

### Descrição do Exame

DETERMINACAO DE ANTICORPOS IGG P/VIRUS DA RUBEOLA IGG PARA RUBEOLA RUBÉOLA, ANTICORPOS IgG

### Método

Quimioluminescência.

### Consevação

refrigerado entre 2 e 8°C:7 dias Congelado -20°C: 30 dias.

### Interferentes

Hemólise e/ou lipemias intensa.

### Valor de Referência

Não reagente.

### Interpretação

O teste é útil para avaliar se um indivíduo está imunizado ou não contra o vírus da rubéola em decorrência de vacinação ou de doença naturalmente adquirida. A soroconversão de anticorpos IgG, observada entre duas amostras colhidas com diferença de dias ou meses, é a indicação mais precisa e específica de que, em qualquer momento daquele intervalo entre os dois exames, uma pessoa teve uma infecção aguda.

### Setor

Imunologia