

## COMPLEMENTO C5

### Material de Coleta

1 mL de soro.

### Preparo do paciente

Jejum de 8 horas.

### Descrição do Exame

Complemento C5 C5 C5 componente do complemento.

### Método

Nefelometria.

### Consevação

Congelada a  $-20^{\circ}\text{C}$ :10 dias.

### Interferentes

Hemólise e/ou lipemia acentuada.

### Valor de Referência

7 a 18 mg/dL

### Interpretação

A deficiência congênita do componente C5 é considerada uma entidade clínica bastante rara. Em geral, está associada a uma predisposição a infecções recorrentes, principalmente as provocadas por *Neisseria* e, menos freqüentemente, a doenças auto-imunes, como o lúpus eritematoso sistêmico.

### Setor

Imunologia.