

ANTI TRANSGLUTAMINASE IgA

Material de Coleta:

1 ml de soro.

Preparo do paciente:

Jejum de 8 horas. Intervalo entre mamadas para latentes.

Descrição do Exame:

Anti transglutaminase tecidual IgA Anti Gluten Transglutaminase Tecidual Transglutaminase, Anticorpos IgA

Método:

Fluorimétrico.

Consevação:

Refrigerado entre 2 a 8°C: 7 dias. Congelado a -20°C: 30 dias.

Interferentes:

Hemólise e/ou lipemia acentuada.

Valor de Referência:

Negativo.

Interpretação:

A transglutaminase é considerada o principal alvo antigênico dos anticorpos antiendomísio. O teste tem utilidade na triagem diagnóstica de pessoas com suspeita de doença celíaca e no monitoramento da aderência do indivíduo à dieta sem glúten.

Setor:

Imunologia.