

## COMPLEMENTO C5

### Material de Coleta:

1 mL de soro.

### Preparo do paciente:

Jejum de 8 horas.

### Descrição do Exame:

Complemento C5 C5 C5 componente do complemento.

### Método:

Nefelometria.

### Consevação:

Congelada a -20°C:10 dias.

### Interferentes:

Hemólise e/ou lipemia acentuada.

### Valor de Referência:

7 a 18 mg/dL

### Interpretação:

A deficiência congênita do componente C5 é considerada uma entidade clínica bastante rara. Em geral, está associada a uma predisposição a infecções recorrentes, principalmente as provocadas por *Neisseria* e, menos freqüentemente, a doenças auto-imunes, como o lúpus eritematoso sistêmico.

### Setor:

Imunologia.