

COOMBS DIRETO

Material de Coleta:

Sangue total (EDTA)-1 mL.

Preparo do paciente:

Jejum não obrigatório.

Descrição do Exame:

Teste da Antiglobulina Direto

Método:

Aglutinação em tubos.

Consevação:

Temperatura ambiente: 8 horas. Refrigerada 2 a 8 °C: 24 horas.

Interferentes:

Hemólise acentuada. Amostra coagulada.

Valor de Referência:

Negativo

Interpretação:

Também chamado de teste de antiglobulina direto (TAD). Este exame pesquisa a presença de anticorpos (auto-anticorpos) ou de fração de complemento adsorvidos nas hemácias in vivo do paciente. É utilizado na investigação das anemias hemolíticas auto-imunes, por isoimunização materno-fetal ou pós transfusional. Reações falso-positivas podem ocorrer com o uso de penicilinas, cefalosporinas, sulfonamidas, tetraciclina, metildopa e insulina.

Setor:

Hematologia