

ANTI HBS

Material de Coleta

1,0 mL de soro ou plasma (heparina ou EDTA).

Preparo do paciente

Jejum de 4h.

Descrição do Exame

Hepatite B Anticorpos contra Antígeno de Superfície da Hepatite B Anti HBs-Ag Anti-HBs Anti-HBsAg HBV

Método

Quimioluminescência

Consevação

Refrigerado entre 2 e 8°C: 7 dias.

Interferentes

Hemólise e/ou lipemia intensa.

Valor de Referência

Não reagente: Menor que 10 mUI/mL

Interpretação

Este teste tem utilidade no seguimento das hepatites agudas causadas pelo vírus B. O anti-HBs surge cerca de duas semanas após o desaparecimento do antígeno de superfície ou Austrália (HBsAg) e habitualmente permanece positivo para o resto da vida, conferindo imunidade à doença. A expressão do resultado é quantitativa e contribui para o acompanhamento de pessoas imunizadas contra o VHB. Níveis iguais ou superiores a 10 UI/L são considerados protetores.

Setor

Imunologia