

## ANTI RETICULINA

### Material de Coleta

1 mL de soro.

### Preparo do paciente

Jejum de 8 horas. Intervalo entre mamadas para latentes.

### Descrição do Exame

Doença Celíaca Reticulina Anticorpo anti Reticulina.

### Método

Imunofluorescência indireta.

### Consevação

Refrigerado entre 2 a 8°C: 7 dias. Congelado a -20°C: 30 dias.

### Interferentes

Hemólise e/ou lipemia acentuada.

### Valor de Referência

Negativo.

### Interpretação

Anticorpos anti-reticulina estão presentes na doença celíaca em 40% dos pacientes adultos, 60% das crianças e até 90% dos pacientes diabéticos. Podem estar presentes em outras doenças como: doença de Crohn, síndrome de Sjogren e na Miastenia Gravis.

### Setor

Imunologia.