

## **BORDETELLA PERTUSSIS IgM**

### **Material de Coleta**

1 mL de soro.

### **Preparo do paciente**

Jejum não obrigatório.

### **Descrição do Exame**

Coqueluche Tosferina Bordetela

### **Método**

Imunofluorescência indireta.

### **Consevação**

Refrigerado entre 2 a 8°C: 7 dias. Congelado a -20°C: 30 dias.

### **Interferentes**

Hemólise e/ou lipemia acentuada.

### **Valor de Referência**

Título 1:10

### **Interpretação**

O exame é útil no diagnóstico da coqueluche.

### **Setor**

Imunologia.