

AMP CÍCLICO

Material de Coleta:

Urina de 24 horas colhida com conservante HCl 50%. Anotar o volume total urinário Enviar uma aliquota de 50mL.

Preparo do paciente:

Evitar esforço físico.

Descrição do Exame:

AMP cíclico.

Método:

Ensaio de ligação protéica competitiva.

Consevação:

Refrigerada 2 a 8°C:7 dias. Congelada -20°C:30 dias

Interferentes:

Ideal não estar menstruada.

Valor de Referência:

Visualizar no laudo do resultado do exame.

Interpretação:

O AMP cíclico urinário tem duas fontes distintas: uma porção constante, proveniente de filtração glomerular, e uma porção derivada da ação do paratormônio (PTH) sobre as células tubulares renais. A dosagem de AMP cíclico urinário reflete a ação do PTH sobre essas células. O teste tem utilidade na avaliação da ação do PTH biologicamente ativo em casos suspeitos de hiperparatiroidismo primário.

Setor:

Endocrinologia