

ANTI RETICULINA

Material de Coleta:

1 mL de soro.

Preparo do paciente:

Jejum de 8 horas. Intervalo entre mamadas para latentes.

Descrição do Exame:

Doença Celíaca Reticulina Anticorpo anti Reticulina.

Método:

Imunofluorescência indireta.

Consevação:

Refrigerado entre 2 a 8°C: 7 dias. Congelado a -20°C: 30 dias.

Interferentes:

Hemólise e/ou lipemia acentuada.

Valor de Referência:

Negativo.

Interpretação:

Anticorpos anti-reticulina estão presentes na doença celíaca em 40% dos pacientes adultos, 60% das crianças e até 90% dos pacientes diabéticos. Podem estar presentes em outras doenças como: doença de Crohn, síndrome de Sjogren e na Miastenia Gravis.

Setor:

Imunologia.