

TESTE DE FALCIZAÇÃO DAS HEMÁCIAS

Material de Coleta:

1,0 mL de Sangue total (EDTA)

Preparo do paciente:

Jejum não obrigatório.

Descrição do Exame:

HEMÁCIAS FALCIFORME FALCIZAÇÃO DAS HEMÁCIAS HbS

Método:

Incubação com metabissulfito de sódio a 2%.

Consevação:

Refrigerada 2 a 8°C : 24 horas.

Interferentes:

Hemólise Material coagulado

Valor de Referência:

Negativo

Interpretação:

O fenômeno da falcização (teste positivo) ocorre em portadores de HbS, com variação de tempo entre os diferentes tipos: HbSS (1 a 2 horas); HbSC e HbSD (6 a 12 horas); HbS/talassemis beta (12 a 24 horas); HbAS (12 a 24 horas). Entretanto essa relação falc

Setor:

Hematologia