

COOMBS INDIRETO

Material de Coleta:

Soro- 1,0 mL

Preparo do paciente:

Jejum não obrigatório. Informar se a paciente esta grávida, mês de gestação e número de filhos, se houver.

Descrição do Exame:

Aglutininas anti-Rh Anticorpos naturais imunes Coombs indireto quantitativo Pesquisa de anticorpos irregulares séricos

Método:

Pesquisa de anticorpos contra antígenos de grupos sanguíneos, e se positivo, identificação e titulação pelo método de aglutinação em tubos.

Consevação:

Refrigerado 2 a 8°C: 7 dias. Congelado -20°C: 30 dias.

Interferentes:

Hemólise.

Valor de Referência:

Ausência de anticorpos contra antígenos pertencentes aos sistemas de grupos sanguíneos.

Interpretação:

A pesquisa de anticorpos irregulares ou Coombs indireto detectam imunoglobulinas IgG ou frações do complemento ligadas as hemácias, o que pode ocorrer em situações patológicas levando principalmente à hemólise. Este teste faz parte da rotina de exames no pré-natal de gestantes Rh negativo, triagem de anemias hemolíticas e provas pré-transfusionais. Reações falso-positivas podem decorrer da presença de crioaglutininas.

Setor:

Hematologia